

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pla2G2D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Número do item: CM0030011

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PLA2G2D de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PLA2G2D humano e de rato, uma fosfolipase A2 secretora envolvida em respostas anti-inflamatórias. Ideal para pesquisa em imunologia e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLA2G2D Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26279
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-145 do PLA2G2D humano (NP_036532.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UNK4
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo