

Anticorpo Policlonal Anti-PLD3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv08

Número do item: CM0023937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PLD3 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar a função exonucleásica lisossomal, imunidade inata e detecção de ácidos nucleicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23646
GeneID	23646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 279-490 da PLD3 humana (NP_001026866)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8IV08
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de Gelo