


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Plgf Para Wb, If-P, Elisa - P49763

Número do item: CM0006330



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PLGF humano (Fator de crescimento placentário), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de angiogênese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLGF Rabbit mAb
Observações/Apelido	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5228
GeneID	5228
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PLGF humano (P49763).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49763
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Saco com gelo