

Anti-Plin5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bvz1

Número do item: CM0026704

introdução

Anti-PLIN5 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade para Camundongo e Rato. Uma ferramenta essencial para o estudo da biologia das gotículas lipídicas, oxidação de ácidos graxos e pesquisa de doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLIN5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLDP; Lsdp5; PAT-1; 2310076L09Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	440503
ID do Gene	66968
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 364-463 do PLIN5 de camundongo (NP_080150.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8BVZ1
Peso Proteico	50 kDa/49 kDa
Envio	Saco de gelo