

Anticorpo Policlonal Anti-Plp1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P60201

Número do item: CM0023007



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PLP1 humano (proteína proteolipídica da mielina), validado para WB, IHC, IF e ELISA. Reage com amostras de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e mielina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	PLP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Espécie	Humano
GeneID	5354
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-150 do PLP1 humano (NP_000524.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60201
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo