

Anticorpo Monoclonal Anti-Pmel (Gp100) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40967

Número do item: CM0004872

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PMEL humano (gp100), validado para Western blot, IHC (parafina) e ELISA. Adequado para pesquisa em melanoma, biologia de melanossomos e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PMEL
Observações/Apêndice	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Espécie	Humano
GeneID	6490
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40967
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo