


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pms2 Para Wb, Elisa - P54278

Número do item: CM0025083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PMS2 humano, uma endonuclease de reparo de incompatibilidade. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa sobre câncer e estudos de MMR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; PMS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5395
GeneID	5395
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P54278
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo