

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Podoplanina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q62011

Número do item: CM0011384



introdução

Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a Podoplanina (Gp38/T1alfa) de camundongo. Ideal para estudos sobre desenvolvimento linfático, metástase de câncer e migração celular. Específico para camundongo, ~18 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Podoplanina
Observações/Apelidos	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alfa; RANDAM-2; T1-alfa
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10630
GeneID	14726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-133 da Podoplanina de camundongo (NP_034359.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62011
Peso Proteico	18 kDa
Transporte	Saco de Gelo