


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Podoplanina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Número do item: CM0021869



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra Podoplanina (Aggrus/Gp36) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de migração celular, desenvolvimento linfático e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Podoplanina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; TI1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-199 da Podoplanina humana (NP_006465.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo