


## Anticorpo Policlonal Anti-Polr2H Para Wb, Ip, Elisa - P52434

Número do item: CM0026295



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POLR2H (RPB8/RPABC3), validado para WB, IP e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de RNA polimerase e estudos de transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Detalhes                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | POLR2H pAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelido | RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H                                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 5437                                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do POLR2H humano (NP_006223.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                          |
| SWISS               | P52434                                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 17kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                     |