


Anticorpo Policlonado Anti-Polr3F Para Wb E Elisa - Q9H1D9

Número do item: CM0017944



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a POLR3F (RPC6, RPC39) humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma banda de 36 kDa, adequado para pesquisa em RNA polimerase III e estudos de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR3F Coelho pAb
Observações/Apelidos	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10621
GeneID	10621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 de POLR3F humano (NP_006457.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1D9
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo