

Anticorpo Policlonal Anti-Pomc Para Wb, If/Icc, Elisa - P01189

Número do item: CM0027594



introdução

Anticorpo policlonal anti-POMC validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a pro-opiomelanocortina, um precursor de hormônios hipofisários envolvidos no balanço energético e na resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POMC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBAIRH; POMC
Espécie	Humana
ID do Gene	5443
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da POMC humana (NP_000930.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01189
Peso Proteico	29kDa
Transporte	Bolsa de gelo