

Anticorpo Policlonal Anti-Pou3F2 Para Wb, Elisa - P20265

Número do item: CM0023329



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra o fator de transcrição POU3F2 humano (BRN2, OCT7). Validado para Western blot e ELISA; atinge a linhagem neuroectodérmica. Ideal para estudos de diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU3F2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5454
ID do Gene	5454
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-68 do POU3F2 humano (NP_005595.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20265
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo