


Anticorpo Policlonais Anti-Ppa1 Para Wb, Elisa - Q15181

Número do item: CM0019776



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho contra PPA1 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Tem como alvo a pirofosfatase inorgânica, essencial para a hidrólise de difosfato e desfosforilação de JNK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5464
GeneID	5464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 da PPA1 humana (NP_066952.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15181
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo