


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pphln1 Para Wb E Elisa - Q8Ney8

Número do item: CM0024552



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PPHLN1 humano (Perifilina-1, CR, HSPC206, HSPC232). Validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos do complexo HUSH e silenciamento epigenético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPHLN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 195-255 de PPHLN1 humano (NP_958846.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NEY8
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo