

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppie Para Wb, Ip, Elisa - Q9Unp9

Número do item: CM0026161



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PPIE de alta qualidade, validado para WB, IP e ELISA. Reage com humano e camundongo. Peptidil-prolil cis-trans isomerase E envolvida no splicing de pré-mRNA e na isomerização de prolina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIE Rabbit pAb
Observações/Alias	CYP33, CYP-33, PPIE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10450
GeneID	10450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-301 da PPIE humana (NP_006103.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNP9
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)