

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp1R13L Para Wb, Elisa - Q8Wuf5

Número do item: CM0014614



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PPP1R13L humano (iASPP, inibidor associado ao RelA), adequado para WB e ELISA. Os usos incluem o estudo de apoptose, resposta inflamatória dependente de NF-kappa-B e regulação da transcrição do p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R13L pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10848
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 589-828 do PPP1R13L humano (NP_006654.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUF5
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo