

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ppp1R14B Para Wb, Elisa - Q96C90

Número do item: CM0016839

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PPP1R14B humano. Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Inibidor de PP1 sensível à fosforilação; ~16 kDa. Ideal para pesquisa em sinalização de fosfatases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R14B Rabbit pAb
Observações/Alias	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26472
GeneID	26472
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-147 da PPP1R14B humana (NP_619634.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96C90
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo