

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ppp6C Para Wb, Elisa - 000743

Número do item: CM0009070

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PPP6C (subunidade catalítica da proteína serina/treonina fosfatase 6). Adequado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com seres humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de regulação do ciclo celular e vias de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP6C mAb de coelho
Observações/Alias	PP6; PP6C; PPP6C
Espécie	Humano
GeneID	5537
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00743
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo