

Anticorpo Policlonal Anti-Prb4 Para Wb, Elisa - P10163

Número do item: CM0023955

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína básica salivar rica em prolina 4 humana (PRB4, proteína o parotídea). Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa em proteômica salivar e biologia oral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRB4 Coelho pAb
Observações/Apelido	Po; PRB4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5545
ID do Gene	5545
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-247 da PRB4 humana (NP_002714.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10163
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de Gelo