

Anticorpo Policlonal Anti-Prdm11 Para Wb, Elisa - Q9Nqv5

Número do item: CM0029495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PRDM11 humano (PFM8), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição. UniProt: Q9NQV5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PFM8; PRDM11
Espécie	Humano
ID do Gene	56981
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NQV5
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo