

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prg2 Para Wb, If-P, Elisa - P13727

Número do item: CM0021129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PRG2 humano (proMBP), validado para WB, IF-P e ELISA. Tem como alvo uma citotoxina e helmintotoxina envolvidas na defesa antiparasitária e hipersensibilidade imune. Adequado para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; proteoglicano da medula óssea
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5553
GeneID	5553
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-222 do PRG2 humano (NP_002719.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13727
Peso Proteico	23kDa/25kDa
Envio	Saco de gelo