

Anticorpo Policloonal PRL De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01236

Número do item: CM0021436



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado à prolactina humana (PRL, ~26kDa). Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre lactação e glândula mamária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRL Rabbit pAb
Observações/Alias	GHA1; PRL
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5617
ID do Gene	5617
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-227 da PRL humana (NP_001157030.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01236
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo