

Anticorpo Policlonal Anti-Prmt7 Para Wb, Elisa - Q9Nvm4

Número do item: CM0015213

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRMT7 humano (Q9NVM4). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Adequado para estudar metilação de histonas, montagem de snRNP e impressão genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT7 Coelho pAb
Observações/Apelido	SBIDDS; PRMT7
Espécie	Humano
ID do Gene	54496 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 513-692 do PRMT7 humano (NP_061896.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NVM4
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo