

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Protrombina (F2) Para Wb E Elisa - P00734

Número do item: CM0017158



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à protrombina humana (F2). Validado para Western blot e ELISA, este anticorpo auxilia em pesquisas sobre coagulação, estudos de hemostasia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	F2 Rabbit pAb
Observações/alias	PT; THPH1; RPRGL2; F2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2147
ID do gene	2147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 364-622 do F2 humano (NP_000497.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P00734
Peso da proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo