


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prss2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07478

Número do item: CM0002412



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PRSS2 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece tripsina-2 humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudo de proteases digestivas e processamento de defensinas em células Paneth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRSS2 Rab mAb
Observações/Apelidos	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5645
ID do Gene	5645
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PRSS2 humana (P07478).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07478
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo