


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psma2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

Número do item: CM0004584



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade alfa tipo-2 do proteassoma humano (PSMA2), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PSMA2 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PSMA2
Observações/Apelido	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5683
ID do Gene	5683
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do PSMA2 humano (P25787)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25787
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo