


Anticorpo Monoclonal Anti-Psmc5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Número do item: CM0003007



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PSMC5 (subunidade reguladora 8 do proteassoma 26S) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PSMC5 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o sistema ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5705
GeneID	5705
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62195
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo