


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Psmd3 Para Wb, Elisa - O43242

Número do item: CM0028681



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PSMD3 humana, uma subunidade regulatória do proteassomo 26S envolvida na degradação de proteínas ubiquitinadas. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, adequado para pesquisas sobre proteassomo e homeostase proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5709
GeneID	5709
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43242
Peso Molecular da Proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo