


Anticorpo Policlonado Anti-Psmd6 Para Wb, Elisa - Q15008

Número do item: CM0022208



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PSMD6 humana (subunidade regulatória do proteassomo 26S S10/Rpn7). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteassomo e homeostasia proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S10; Rpn7; p42A; p44S10; SGA-113M; PSMD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9861
ID do Gene	9861
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-307 da PSMD6 humana (NP_055629.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15008
Peso Molecular da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo