

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psph Para Wb E Elisa - P78330

Número do item: CM0030463



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra fosfoserina fosfatase humana (PSPH) validado para Western blot e ELISA, reativo com humano, rato, rato. Para pesquisa de biossíntese de serina. P78330.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSPH Coelho pAb
Observações/Apelido	PSP; PSPHD; PSPH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5723
ID do Gene	5723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 da PSPH humana (NP_004568.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P78330
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo