

## Anticorpo Policlonal Anti-Ptges2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7Z7

Número do item: CM0028306

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PTGES2 humano (mPGES-2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de metabolismo de prostaglandinas e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PTGES2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2                                                                               |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano)  | 80142                                                                                                                      |
| ID do Gene           | 80142                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 88-377 do PTGES2 humano (NP_079348.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | Q9H7Z7                                                                                                                     |
| Peso Proteico        | 42kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |