

Anticorpo Policlonal Anti-Ptk6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13882

Número do item: CM0030340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTK6 humano (BRK). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para biologia epitelial e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTK6 pAb Coelho
Observações/Apelido	BRK; PTK6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5753
ID do Gene	5753
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 222-451 do PTK6 humano (NP_005966.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13882
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo