


Anticorpo Policlonal Anti-Ptp1B (Ptpn1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P18031

Número do item: CM0018856



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTPN1 humano (PTP1B) validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar os papéis da tirosina fosfatase na resposta ao estresse do RE, transdução de sinal e migração celular. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN1 pAb de Coelho
Observações/Alias	PTP1B; PTPN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5770
GeneID	5770
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-435 do PTPN1 humano (NP_002818.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18031
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo