

Anticorpo Policlonais Anti-Ptp4A3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075365

Número do item: CM0022633



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PTP4A3 (PRL-3) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de metástase cancerígena, proliferação celular e hipertrofia cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTP4A3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
Espécie	Humano
GeneID	11156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-148 da PTP4A3 humana (NP_009010.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75365
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo