

Anticorpo Policlonal Anti-Ptpn13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12923

Número do item: CM0016272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PTPN13 humana (FAP-1/PTPL1), uma tirosina fosfatase envolvida na apoptose e na sinalização PI3K. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5783
GeneID	5783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-500 da PTPN13 humana (NP_542416.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12923
Peso Proteico	277kDa
Envio	Bolsa de Gelo