


Anticorpo Policlonal Anti-Pxr Para Wb, Elisa - 075469

Número do item: CM0014755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PXR humano (NR1I2), validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de 50 kDa; adequado para pesquisas de metabolismo de xenobióticos e transporte de fármacos. Reage cruzadamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PXR Rabbit pAb
Observações/Apelido	BXR; PAR; PRR; PXR; SAR; SXR; ONR1; PAR1; PAR2; PARq
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8856
GeneID	8856
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do PXR humano (NP_071285.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075469
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Saco com gelo