


Anticorpo Policlonal Anti-Rab11A/Rab11B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62491 / Q15907

Número do item: CM0023083



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta RAB11A e RAB11B em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, apoia pesquisas sobre reciclagem endocítica e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB11A/RAB11B Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8766/9230
ID do Gene	8766/9230
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RAB11A/RAB11B humano (NP_004654.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62491/Q15907
Envio	Saco com gelo