

Anticorpo Policlonal Anti-Rab1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Número do item: CM0019195



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB1A humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudar tráfego ER-Golgi, autofagia e migração celular. 23 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAB1; YPT1; RAB1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5861
ID do Gene	5861
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-205 do RAB1A humano (NP_004152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62820
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo