


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab28 Para Wb, Elisa - P51157

Número do item: CM0022222



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB28 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína RAB28 humana, uma pequena GTPase envolvida no tráfego de membranas e na eliminação do segmento externo das células cone. Adequado para aplicações de pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RAB28 pAb de coelho
Observações/Alcunha	CORD18; RAB28
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9364
GeneID	9364
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P51157
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo