

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20339

Número do item: CM0013349



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RAB5A (P20339) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo o regulador do tráfego endossomal inicial RAB5A; ideal para estudos de tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB5A pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAB5; RAB5A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5868
GeneID	5868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do RAB5A humano (NP_004153.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20339
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo