


Anticorpo Policlonal Anti-Rac Gtpase-Ativadora De Proteína 1 (Rgap1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0H5

Número do item: CM0027125



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RGAP1 humano (Rac GTPase-ativadora de proteína 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta RGAP1 humano, de camundongo e rato; peso molecular previsto de 71 kDa. Adequado para pesquisa sobre ciclo celular e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29127
ID do Gene	29127
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 353-632 do RGAP1 humano (NP_001119576.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0H5
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo