


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Rad18 Para Wb, Elisa - Q9Ns91

Número do item: CM0027121



introdução

A CamelBio oferece o anticorpo policloonal de coelho Anti-RAD18 validado para Western blot e ELISA, direcionado ao RAD18 (RNF73) E3 ubiquitina-proteína ligase humano. Essencial para estudos de pesquisa sobre reparo pós-replicação e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Rad18 Rabbit pAb
Observações/Alias	RNF73; Rad18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56852
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-495 da Rad18 humana (NP_064550.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NS91
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo