

Anticorpo Monoclonal Anti-Rad23A Para Wb, If/Icc, Elisa - P54725

Número do item: CM0008889



introdução

Rad23A Rabbit mAb validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece Rad23A humano e de camundongo (HR23A). Matéria-prima IVD de grau de pesquisa para estudos de reparo de DNA, desmetilação de histonas e degradação proteassomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad23A Rabbit mAb
Observações/Apelido	HR23A; HHR23A; Rad23A
Espécie	Humano
ID do Gene	5886
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Rad23A humano (P54725).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54725
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo