

Anticorpo Policlonais Anti-Radixin Para Wb E Elisa - P35241

Número do item: CM0018173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Radixin de alta qualidade para aplicações de WB e ELISA. Detecta Radixin de humano, camundongo e rato. Ideal para investigar a dinâmica do citoesqueleto de actina e a ligação membrana-citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Radixin Rabbit pAb
Observações/Alias	DFNB24; Radixin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5962
GeneID	5962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Radixin humana (NP_002897.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35241
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo