

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Raidd/Cradd Para Wb, Elisa - P78560

Número do item: CM0010905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra RAIDD/CRADD humano, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de apoptose e via de sinalização TNFR-1. Reconhece CRADD humano (23 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAIDD/CRADD mAb de Coelho
Observações/Apelido	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8738
GeneID	8738
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-199 de RAIDD/CRADD humano (NP_003796.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78560
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo