

Anticorpo Policlonal Anti-Ranbp1 Para Wb, Elisa - P43487

Número do item: CM0020546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína RANBP1 humana (RanBP1/HTF9A) para Western Blot e ELISA. Validado em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre transporte nucleocitoplasmático e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RANBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HTF9A; RANBP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5902
GeneID	5902
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da RANBP1 humana (NP_002873.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P43487
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Gelo