

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rap1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Número do item: CM0019954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAP1B (proteína relacionada ao Ras Rap-1b). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a polaridade de células endoteliais, biologia vascular e sinalização de GTPase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAP1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAP1B; K-REV; RAL1B; proteína relacionada ao Ras Rap-1b
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5908
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 81-181 do RAP1B humano (NP_056461.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61224
Peso da Proteína	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
Envio	Saco de gelo