

Anticorpo Policlonal Anti-Rasgrp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095267

Número do item: CM0018243



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RASGRP1 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a sinalização Ras no desenvolvimento de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASGRP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10125
GeneID	10125
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 598-797 do RASGRP1 humano (NP_005730.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095267
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco com gelo