


Anticorpo Policlonal Anti-Rb Para Wb, If/Icc, Elisa - P06400

Número do item: CM0021984



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RB humano (P06400), validado para WB, IF/ICC e ELISA. O imunógeno recombinante (aa 701-928) detecta a proteína do retinoblastoma de comprimento total, com aproximadamente 106 kDa. Ideal para estudos do ciclo celular, biologia tumoral e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	RB pAb de coelho
Observações/Apelidos	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 701-928 do RB humano (NP_000312.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso da proteína	106 kDa
Envio	Bolsa de gelo